

## Vos Contacts :

### **TRANSPORTEUR « DHL »**

par appel téléphonique la veille ou le jour du  
prélèvement dès le matin

**08 20 20 80 80**

### **RECEPTION DES PRELEVEMENTS**

Accueil de 9h à 17h

Dr Ludovic LACROIX

Plateau Technique des Laboratoires  
Réception des prélèvements

Institut Gustave Roussy -1

39, rue Camille Desmoulins

94805 Villejuif Cedex

☎ 01 42 11 64 72

Fax 01 42 11 64 73

Email : labort@igr.fr

### **LABORATOIRE DE CYTOLOGIE**

Dr P. VIELH, Dr V SUCIU

Institut Gustave Roussy +10

39, rue Camille Desmoulins

94805 Villejuif Cedex

☎ 01 42 11 42 53

### **SECRETARIAT DE L'ESSAI**

Dominique SCHWOB

Institut Gustave Roussy +11

39, rue Camille Desmoulins

94805 Villejuif Cedex

☎ 01 42 11 41 38

Fax : 01 42 11 63 68

**CONTRE  
LE CANCER**

**LA LIGUE**  
101  
comités

**GETTEC**  
Groupe  
d'Etude  
des Tumeurs  
Tête Et Cou

Association Nation  
de PRÉVENTION  
en ALCOOLOGIE  
et ADDICTOLOGIE  
ANPAA

**Société Française  
de carcinologie  
cervico-faciale**

S F C C



## **MODE D'EMPLOI**

**POUR LA REALISATION  
ET L'ENVOI**

**DES BROSSAGES  
PHARYNGO-OESOPHAGIENS  
ET DES PRELEVEMENTS  
SANGUINS**

## **Promoteur de l'essai DepistORL:**

Institut de Cancérologie Gustave-  
Roussy

39, rue Camille Desmoulins

94805 Villejuif



Réaliser le brossage pharyngo-oesophagien  
puis mettre l'éponge du brossage dans le flacon  
avec du sérum physiologique

Prélever les 4 tubes de 10ml de sang

Etiqueter les échantillons avec l'identification du patient  
et la date du prélèvement

**Si prélèvement après 15 H**

**ou vendredi**

**ou veille de jour férié**

**sinon**

**Conservation de l'oesotest à 4°C  
et du sang à température ambiante  
et envoi le lendemain  
ou le jour ouvrable suivant**

**Envoi le jour même**

Oesotest dans enveloppe  
étanche et tubes dans  
cartouchière

Cartouchière et enveloppe  
dans boîte en carton

Compléter la demande  
d'analyse et la faxer au  
**01 42 11 64 73**

Mettre la boîte et la  
demande d'analyse dans  
l'enveloppe DHL

Compléter le bordereau  
DHL et le joindre à  
l'enveloppe  
Appeler DHL

**08 20 20 80 80**



## PRELEVEMENTS :

### BROSSAGE PHARYNGO-OESOPHAGIEN :

*Il est préférable mais pas obligatoire que le sujet n'ait pas mangé depuis au moins 2 heures.*

*Expliquez au sujet le déroulement du test et rassurez-le sur sa simplicité et remplissez les parties identification du médecin demandeur et du sujet sur la fiche « Demande d'analyse ».*

1. Portez des protections individuelles (blouse, gants) réglementaires pour manipuler les prélèvements et jetez le matériel souillé dans la poubelle adéquate.
2. Remplissez le flacon de sérum physiologique et identifiez le avec l'étiquette fournie où vous notez
  - la date du prélèvement
  - les 3 premières lettres du nom de naissance et les 2 premières lettres du prénom du patient
  - le numéro d'inclusion du patient
3. Le sujet introduit la gélule et le fil dans sa bouche en laissant l'étiquette et 10 cm de fil hors de sa bouche
4. Le sujet avale la gélule avec un peu d'eau.
5. Environ 5 minutes après, retirez la lentement, en 5 à 10 secondes, puis placez la immédiatement dans le flacon rempli de sérum physiologique en prenant soin de bien exprimer l'éponge dans le flacon à l'aide d'un instrument rigide type abaisse-langue afin de récupérer le maximum de cellules.
6. Coupez le fil et fermez le flacon.

### PRELEVEMENT DE SANG :

Veuillez prélever 4\*10 ml de sang et les répartir dans les tubes prévus à cet effet :

- Prélèvement de 2\*10 ml dans tube hépariné (couleur verte)
- Prélèvement de 1\*10 ml en tube sec (couleur rouge)
- Prélèvement de 1\*10 ml de sang dans tube avec anticoagulant EDTA (couleur lavande)

## ENVOI DES PRELEVEMENTS A L'INSTITUT GUSTAVE ROUSSY

**Le brossage pharyngo-oesophagien ne doit pas rester plus de 24 heures à température ambiante, il doit être conservé au réfrigérateur (4°C).**

**Par contre, les prélèvements de sang ne doivent pas être réfrigérés.**

Le transport du centre vers l'Institut Gustave Roussy se fait à température ambiante, par DHL qui assure ce transport en 24 heures maximum.

DHL prend les prélèvements jusqu'à 15h.

**Si le prélèvement est fait l'après-midi, prévenez DHL pour un transport le lendemain. En attendant, gardez le brossage pharyngo-oesophagien au réfrigérateur à 4°C et les prélèvements sanguins à température ambiante.**

**Si le prélèvement est fait un vendredi ou une veille de jour férié, prévenez DHL pour un transport le lundi ou le jour ouvrable suivant, et gardez le brossage pharyngo-oesophagien au réfrigérateur à 4°C et le prélèvement sanguin à température ambiante.**

1. Prévenir le transporteur « DHL » par appel téléphonique le jour du prélèvement dès le matin au **08 20 20 80 80**.
2. C'est une boîte vocale : choisir l'option 1 puis suivre les instructions. Le N° de compte à communiquer est le **222 386 492**. Le transport est pris en charge par le promoteur de l'essai.
3. Vous recevrez un **fax de confirmation** de votre demande.
4. Mettre les tubes de sang dans les cartouchières, le flacon du brossage pharyngo-oesophagien dans le sac étanche, puis le tout dans la boîte cartonnée prévue à cet effet.
5. **Faxer la fiche « Demande d'Analyse » au laboratoire de recherche translationnelle de l'Institut Gustave Roussy au 01 42 11 64 73 puis la joindre à l'envoi dans l'enveloppe DHL** (en garder une copie)
6. Mettre la boîte cartonnée dans l'enveloppe DHL
7. Compléter le bordereau d'envoi (adresse de l'expéditeur ; poids du colis) et le glisser sur l'enveloppe DHL
- 8.

**LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES ENTRAINERA LA RESPONSABILITE DE L'EXPEDITEUR**